

## Scalpel n°3 haute qualité - 120 mm

Référence: A0010256

### Description

Scalpel SWANN MORTON - manche en acier seul - n°3 de 12 cm de longueur - non stérile - sans lames.

Fabrication Européenne - grande qualité.

Compatible avec les lames n° 3, 6, 9, 10, 10A, 11, 11P, E/11, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, D/15, 15T, 16, 40 et SG3.



Origine: Europe 

### Avantages

Une référence utile pour pouvoir commencer en ayant les lames disponibles.

Les articles les plus courants dans la bijouterie

Utile pour le découpage précis du caoutchouc et du silicone ou pour sculpter la cire.

### Conseil Malins

Toujours manipuler les instruments avec précaution.

#### Changement de lames :

Pour extraire la lame usée, utiliser l'extracteur de lames à usage unique qui sert à ôter sans danger toute lame équipant les manches type 3 livrés en boîte non stérile de 100.

#### Lavage en machine :

Il est souhaitable de placer les manches dans les paniers avec l'embout vers le haut. Cette disposition évite d'abimer la zone d'accrochage de la lame et prolonge la durée de vie du manche qui est évalué à 5 ans au moins.

**Note :** Nous ne proposons pas de matériel stérile.

### Caractéristiques techniques

Longueur (mm)	120	-	-
Matière	Acier	-	-

### Prix HT

1 et + : 5,20€

[www.schwartzmann.com](http://www.schwartzmann.com)

**Morteau** ☎ +33 (0)3 81 67 18 34  
12, rue René Rayot  
[info@schwartzmann.com](mailto:info@schwartzmann.com)

**Paris** ☎ +33(0)1 42 74 32 74  
20, rue de Montmorency  
[mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com](mailto:mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com)

**Toulouse** ☎ +33 (0)5 61 21 02 28  
14, rue de la Pomme  
[toulouse@schwartzmann.com](mailto:toulouse@schwartzmann.com)