

Testeur de moissanite - NITESTER

Référence: A0107781

Description

Testeur de moissanite NITESTER forme rectangle.

Ce testeur doit être utilisé en seconde étape après qu'un test positif pour le diamant est indiqué sur un testeur de diamant à conductivité thermique (première étape).

Alimentation : 1 pile 9 V fournie.

Bouton on/off. Témoin de mise en marche.

Diode indiquant que la pierre est une moissanite. Bip sonore.

Attention : cet appareil ne réagit pas aux moissanites traitées.

Dimensions : 86 x 60 x 22 mm. Poids : 500 g.



Mode d'utilisation :

Essuyer la table de la pierre ainsi que le testeur au moyen du cuir synthétique fourni avec l'appareil (ou avec un chiffon imbibé d'alcool).

Pierre isolée : la poser sur le testeur avec des brucelles de façon à toucher la table de la pierre avec le testeur.

Pierre montée : tenir le bijou d'une main de façon à faire le contact entre la table de la pierre et le testeur.

Si le voyant du testeur s'allume et que l'appareil émet un bip bref, la pierre testée est vraisemblablement une moissanite.

Caractéristiques techniques

Poids (g)	500	-	-
Dimensions (mm)	86 x 60 x 22 (LxIxH)	-	-

Prix HT

1 et + : 193,73€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com