

Multi-testeurs de diamants / moissanite / imitation

Description

Le multi-testeur de diamants permet deux tests :

Il permet d'éliminer les imitations de diamants.

Les imitations imitent les diamants sans en avoir les propriétés optiques et physiques, exemple : verre, corindon, spinelle, fabulite, zircon.

Il permet ensuite d'éliminer la moissanite.



Avantages

Le multi-testeur permet de réaliser deux tests et remplace ainsi deux appareils.

Conseils Malins

La pierre seule est habituellement positionnée sur un support métallique ou montée sur un bijou.

Le testeur forme crayon se tient à la main droite ou gauche comme un gros crayon.

La pointe rétractable ou non viendra toucher la pierre à analyser à la verticale sans toucher le métal (si le métal est touché, un bruit caractéristique est habituellement généré).

Pour une bonne utilisation du testeur, le circuit électrique doit être fermé et passe par le corps de l'opérateur ainsi, il faut à la fois lors du test toucher avec le pouce ou un autre doigt la partie métallique sur le côté du testeur et tenir de l'autre main la bague ou toucher le support métallique de la pierre.

Si le circuit n'est pas fermé, le test sera erroné. Suivant les testeurs, des fourchettes de température ambiante sont à respecter, des tests trop rapprochés ne peuvent pas être exécutés compte tenu de la température de la pointe. Se rapporter à la notice d'utilisation, laisser refroidir le testeur avant de reprendre.

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0007344	202066	Multi-testeur de diamants et moissanite PRESIDUM PMUT III	PRESIDIUM	336 ⁰⁰ €
A0107793		Multi-testeur de diamants MDCZTEST		166 ⁴² €
A0062599		Multi-testeur de diamants COMBOTEST		166 ⁴² €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com