

Posages pour déchasser les goupilles de bracelets

Description

Gamme des outillages aux goupilles de bracelets BERGEON pour les déchasser.

Du système à deux supports de bracelet pour tenir les deux côtés du bracelet (référence 350510) au support simple (référence 350510A) et les supports soft de couleur jaune (référence 350512S) ou orange (référence 350510SL). Le professionnel a le choix sur un ensemble de références, chacune mieux adaptée à un type de bracelet.

Chaque posage est muni de dégagements pour l'évacuation des goupilles ; des saignées de différentes largeurs conviendront aux bracelets de peu épais à très épais.

Pour des modèles plus élaborés voir la gamme "Potences multi-usages BERGEON".

Conseils Malins

Comprenant : - 2 Supports réf SUPMAT - 6 goupilles réf GOUPI Ø 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,5 - 2,0 mm - 1 porte goupille réf GOUPIPOR - 1 socle bois 140x87x20mm



BERGEON

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0012845	350510	Posage double sur socle pour goupilles, bracelets standard	BERGEON	108 ⁹⁰ €
A0012846	350510A	Posage synthétique	BERGEON	9 ⁸⁷ €
A0034606	35067441	Posage double sur socle pour goupilles, bracelets épais	BERGEON	108 ⁹⁰ €
A0012850	350510L	Posage pour bracelets épais	BERGEON	12 ⁶⁰ €
A0012851	350510S	Posage pour bracelets en métaux précieux	BERGEON	14 ⁷⁰ €
A0012852	350510SL	Posage pour bracelets épais en métaux précieux	BERGEON	15 ²⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com